

VITAMINA B12

● Para envio desse exame, favor falar com o seu consultor de vendas

Mnemônico: SUS: CBHPM:
B12PE **0202010708** **4.03.16.57-2**

Sinônimos:
Cianocobalamina

Produção do exame

Material SORO

Volume 1,0 mL	Temperatura Refrigerado
Prazo para o resultado* 24 horas	Estabilidade da amostra
Método Quimioluminescência	

*Para exames com prazo informado em dias, este será considerado em dias úteis. Considerar o prazo a partir do recebimento da amostra no Núcleo Técnico Operacional (NTO). Amostras recebidas após as 17 horas terão os prazos iniciados no dia útil posterior.

Instruções

Informações de preparo e coleta

Preparo:

Não ingerir álcool 24h antes do exame;
Paciente não deve fazer uso de antagonistas do ácido fólico, methotrexane, aminoglicosídeos. Anotar uso de medicamentos;
Encaminhar amostra sob refrigeração, de 2°C a 8°C.

Interpretação

Interpretação do exame

Uso: avaliação da deficiência de vitamina B12.
A vitamina B12 (cobalamina) tem um peso molecular de 1355 daltons. É a única vitamina sintetizada exclusivamente por microorganismos, sendo estocada primariamente no fígado sob a forma de adenosilcobalamina. É importante na hematopoiese e função neuronal.
Valores aumentados: insuficiência renal crônica, diabetes, insuficiência cardíaca grave, leucemias, alguns carcinomas, doenças no fígado.
Valores diminuídos: deficiência de vitamina B12, síndromes de má absorção, dieta vegetariana, desordens congênitas, deficiência de ferro, deficiência de folato (ácido fólico).

Interferentes

Ictericia (concentrações de bilirrubina acima de 65mg/dL), Hemólise (concentrações de hemoglobina acima de 1,0g/dL) e Lipemia (concentrações de triglicerídeos acima de 1500mg/dL). As amostras não devem ser colhidas em pacientes em tratamento com doses elevadas de biotina (i.e. > 5 mg/dia) até no mínimo 8 horas após a última administração de biotina.

Valores de referência

Parâmetro

Valor de referência

VITAMINA B12

211,0 a 911,0 pg/mL

Data da geração 13/04/2023 - 15:18

As informações deste documento podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Alvaro Apolo