

Proteína C Reativa

⚠️ Para envio desse exame, favor falar com o seu consultor de vendas

Mnemônico: SUS: CBHPM:
PCR 1106151-0 4.03.07.65-4

Sinônimos:
PCR / Imunoturbidimetria

Produção do exame

Material SORO PCR	
Volume 100	Temperatura Refrigerado
Prazo para o resultado* 2 dia(s)	Estabilidade da amostra Refrigerada 5 Dias
Método Imunoturbidimetria	

*Para exames com prazo informado em dias, este será considerado em **dias úteis**. Considerar o prazo a partir do recebimento da amostra no Núcleo Técnico Operacional (NTO). Amostras recebidas após as 17 horas terão os prazos iniciados no dia útil posterior

Instruções

Informações de preparo e coleta Este exame não necessita de jejum. Recipiente: Tubo seco ou gel separador Coleta: Realizar coleta utilizando material e recipiente adequados. Aguardar 30 min para retração completa do coágulo. Centrifugar a amostra a 3200 rpm por 12 minutos. Enviar refrigerado.
--

Interpretação

Valores de referência	
Parâmetro	Valor de referência
Proteína C Reativa	Inferior a 0,5 mg/dL

Data da geração 13/04/2023 - 15:18

As informações deste documento podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Alvaro Apoio